

Dyfais Arbed Ocsigen Oxymo

Pan fydd eich dyfais arbed ocsigen Oxymo yn oer neu heb ei gysylltu â silindr ocsigen, bydd yn cynnal prawf arno ei hun. Wrth i'r ddyfais brofi ei hun, mae'n bosibl y byddwch chi'n clywed sŵn clicio cyflym. Mae hyn yn normal. Bydd y sŵn yn stopio pan fydd y ddyfais yn gynnes, neu pan fyddwch chi'n ei gysylltu â'ch silindr ocsigen ac yn troi'r silindr ymlaen i osodiad 4.



**Rhybudd:
peidiwch â
storio'r ddyfais
arbed ocsigen o
dan 0° Celsius**

